


超極細高機能フィルター採用でウイルス飛沫の侵入をしっかりとブロック!

日本製
MADE IN JAPAN




マスク使用実態


医療関係者が使用するマスクはサージカルマスクが最も多く、1日中着けるマスクは「フィルター性能が高いこと」「顔にフィットすること」「耳ひものつけ心地」が求められています。

医療関係者勤務時着用マスク

Q1.勤務時には、どのようなマスクを着けていますか？(複数回答)



不織布マスク購入時の重視点



商品特長

アメリカの ASTM F2100-19 の試験基準を満たしたサージカルタイプのマスク



1 99% カットフィルター採用

フィルター捕集効率試験実施

○PFE (微粒子捕集効率試験): 99%カット ○VFE (ウイルス飛沫の過試験): 99%カット ○BFE (バクテリア飛沫の過試験): 99%カット ○花粉捕集効率試験: 99%カット

医療用マスク素材の米国規格

ASTM F2100-19 に基づく試験結果

試験機関: 一般財団法人 カケンテストセンター

試験内容	試験結果
☑ PFE	99%
☑ BFE	99%
☑ 呼吸抵抗	≦4.5mmH ₂ O/cm ²
☑ 血液不浸透性	80mmHg
☑ 延焼性	Class1



2 新構造でぴったりフィット

装着時にマスクサイド部分が頬にやさしくフィットして、隙間ができにくくしています。

3 独自の柔らかフィット耳掛け採用

長時間使用でも耳が痛くなりやすい。

4 プリーツ構造で口元らくらく

立体プリーツ構造で口元に空間ができやすく、息苦しさを軽減。

医療従事者の方の声



ふんわり・・・でもしっかりブロック！

小児科クリニックで働いています。
 こどもはマスク着用が難しく、くしゃみ、咳はお構いなしが
 当たり前です。
 こちらのマスクは大きめで顔をしっかりカバーしてくれます
 ので、本当に安心して仕事ができます。



安心感・信頼感で毎日使っています

安心の国内産、一日中着けていても不快感なく、ふつうサイズ
 でも十分口周りをカバーしてくれます。
 外部からの飛沫から守ってもらえ、自分からの飛沫を外部に
 最小限にとどめてもらえている信頼感で、対面面談の多い仕事
 ですが、安心して対応できています。


※エリエールホームページレビューより抜粋
 ※個人の意見です

「顔へのフィット感」
 「耳かけ部分の痛くなりにくさ」
 が評価されています！


当社品満足度

顔へのフィット感

耳かけ部分の痛くなりにくさ



■ 良い
 ■ やや良い
 ■ どちらともいえない・やや悪い・悪い



■ 良い
 ■ やや良い
 ■ どちらともいえない・やや悪い・悪い

※当社業務ルート施設職員アンケート結果より 2020年8月 N=46

お知らせ

ふつうサイズと小さめサイズをご使用いただいている医療・福祉施設様より、**内袋にもサイズ表記をしてほしいとご要望をいただきました。**

箱から取り出してもサイズを見分けられるよう、内袋にも「ふつうサイズ」「小さめサイズ」が印字されました。



※マスクは10枚ごとに内袋で包装されています。

商品規格

廃番商品			
JANコード	商品名	商品画像	区分
4 902011 830682	ハイパーブロックマスクウイルス飛沫ブロックふつうサイズ 50枚		リニューアル
4 902011 830705	ハイパーブロックマスクウイルス飛沫ブロック小さめサイズ 50枚		リニューアル

リニューアル品			
JANコード	商品名	商品画像	発売日
JAN変更なし	サージカルマスクふつうサイズ 50枚		5月1日
JAN変更なし	サージカルマスク 小さめサイズ 50枚		5月1日

JANコード	品名コード	商品名	マスクサイズ (H×W)	パッケージサイズ (H×W×D)	バック重量	ケースサイズ (H×W×D)	ケース重量	個装入数	ケース入数
4902011830682	833081	サージカルマスク ふつうサイズ 50枚	約90×175mm	175×200×105mm	250g	420×545×440mm	7.1Kg	50枚	24
4902011830705	833082	サージカルマスク 小さめサイズ 50枚	約90×155mm	175×180×105mm	228g	380×545×440mm	6.6Kg	50枚	24

大王製紙株式会社

102-0071 東京都千代田区 富士見二丁目 10 番地 2 号
<https://www.elleair.jp>

エリエール お客様相談室 ☎ 0120-205205

[受付時間] 土・日・祝日を除く (9:30~16:30)

商品についてのお問い合わせ先はこちら

